



División Médicos

## Cinta Medico-Quirurgica

Transpore

1527



Fecha Digitación

05/11/99

Fecha Actualización

02/07/2004

### Descripción

Cinta transparente perforada de polietileno, cubierta por un lado con un adhesivo hipoalergénico acrílico sensible a la presión

### Construcción (Composición)

Respaldo: Polietileno / vinil acetato perforado de 4.8 mil (0.12 mm)

Adhesivo: Hipoalergénico, acrílico, sensible a la presión.

### Especificaciones (Características Técnicas)

PROPIEDAD	SISTEMA INGLES	SISTEMA METRICO
Adhesión al Acero	17 Oz / pulg mínimo	470 g / 25 mm mínimo 4.7 N / 25 mm mínimo
Porosidad (aire)	15 s/100 cc/pulg <sup>2</sup> min	15 s/100 cc/pulg <sup>2</sup> min
Espesor	6.6 mils nominal	0.17 mm nominal
Tensión (MD)	3 lb / pulg mínimo	13.4 N / 25 mm mínimo
Elongacion	45% mínimo	45% mínimo

### Usos (Aplicaciones)

Características y Beneficios:

Fácil de usar.

Permite al médico que practica la medida de la cinta para varios vendajes y trazos .

Perforado para fácil rompimiento bidireccional.

Poroso.

Fácil de manejar con guantes de cirugía.

Transparente,

Buena adhesión para piel y canalización.

Hipoalergénico

Aplicaciones sugeridas

Vendajes voluminosos sujetantes

Canalización segura y aparatos, e.g., catéters, IV

## Instrucciones de Uso

### Técnicas de aplicación

- Aplique la cinta siempre sobre piel limpia y seca.
- Para una buena adhesión, aplique presión del centro a la periferia.
- No aplique la cinta con demasiada tensión, puede ocasionar daños a la piel.
- Usese preferiblemente en áreas articuladas.
- Al fijar apositos dejar 3cm de cinta en contacto con la piel.
- Cuando se fijen apositos grandes o áreas de alto movimiento o fricción, utilice la tecnica de escalera: colocar una cinta perpendicular a las cintas de soporte al aposito .
- Corte con tijera para un borde mas preciso.
- 

### Tecnica de remocion

- Retirar lentamente cada uno de los extremos de la cinta hacia los bordes de la venda .

## Precauciones y Primeros Auxilios

N/A

## Vida Util del Producto

La vida util del transpore es de 3 años. Siempre y cuando sea almacenado en las condiciones recomendadas.

## Notas Especiales

El producto debe ser almacenado a temperaturas entre 10-27°C (50-80° F) y una humedad relativa entre 40 y 60 %.

Disponer en la incineración.

## Condiciones de Transporte

N/A

## Concepto Técnico (Div. Medica):

### Presentaciones comerciales :

STOCKNUMBER	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
LH-0000-0322-8	770-2098-40014-6	Transpore 12mmx5m Dispensador	96 Rollos/caja corrugada
LH-0000-0323-6	770-2098-40015-3	Transpore 24mmx5m Dispensador	60 Rollos/caja corrugada
LH-0000-0324-4	770-2098-40016-0	Transpore 48mmx5m Dispensador	36 Rollos/caja corrugada
LH-0000-0363-2	770-2098-40057-3	Transpore 72mmx5m Dispensador	24 Rollos/caja corrugada

#### NOTAS:

##### Datos Técnicos :

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.

##### Uso del Producto :

El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

##### Indemnizaciones :

Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

##### Limite de Responsabilidad :

3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal

Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

<b>3M BOGOTA</b> Avenida El Dorado No. 78A-93 Tel: 4161666 - 4161655 Fax: 4161677	<b>3M BARRANQUILLA</b> Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B Tel: 095 - 3560722 Fax: 095- 3457432
<b>3M MEDELLIN</b> Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Cocasa Tel: 094 - 3118282 Fax: 094 - 3116292	<b>3M CALI</b> Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7 Tel: 092 - 3161414 Fax: 092 - 3322330

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.mmm.com>

Si desea Enviar información a Nuestro E-Mail: [servicioalcliente@mmm.com](mailto:servicioalcliente@mmm.com)

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636** o **018000113M3M**