



División Consumo

Parche Ocular

Opticlude

1539 y 1537



Fecha Digitación

05/04/2000

Fecha Actualización

27/10/2006

Descripción

Parche ocular con soporte de cinta Micropore piel, con almohadilla central en fibras de rayon. En forma oval.

Construcción (Composición)

Parche ocular con soporte de cinta Micropore piel, con almohadilla central en fibras de rayon. En forma oval. Laminado con dos tiras de liner para protección del adhesivo.

Especificaciones (Características Técnicas)

N/A

Usos (Aplicaciones)

- Se usa en el tratamiento de ambliopía y extravisos.
- Especial para bebés en fototerapia.
- También se puede utilizar en cuidados de pequeñas heridas, roces, ampollas, etc.

Instrucciones de Uso

- La piel debe estar limpia y seca.
- Retire los 2 liners protectores del adhesivo.
- Centre el parche en el ojo y aplique, ejerciendo una presión firme al adhesivo.

Precauciones y Primeros Auxilios

N/A

Vida Útil del Producto

El producto tiene una vida útil de 5 años.

Notas Especiales

Almacenarse en condiciones normales 15-30°C.

Condiciones de Transporte

N/A

Presentaciones comerciales :

| STOCKNUMBER | CODIGO DE BARRAS | DESCRIPCION | UNIDAD DE EMPAQUE |
|-------------|------------------|-------------|-------------------|
|-------------|------------------|-------------|-------------------|

LH-0000-0123-0
LH-0000-0238-6
LH-0000-0504-1

| | | |
|---------------|------------------------------------|--|
| NOTAS: | Datos Técnicos : | Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna. |
| | Uso del Producto : | El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES. |
| | Indemnizaciones : | Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. |
| | Limite de Responsabilidad : | 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M |

| | |
|---|--|
| 3M BOGOTA Avenida El Dorado No. 78A-93 Tel: 4161666 - 4161655 Fax: 4161677 | 3M BARRANQUILLA Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B Tel: 095 - 3560722 Fax: 095- 3457432 |
| 3M MEDELLIN Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Cocasa Tel: 094 - 3118282 Fax: 094 - 3116292 | 3M CALI Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7 Tel: 092 - 3161414 Fax: 092 - 3322330 |

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.mmm.com>

Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail: servicioalcliente@mmm.com

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636** o **018000113M3M**