

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| QUIRUMEDICAS LTDA | FICHA TECNICA CONDUGEL® | FECHA EMISION: 25-03-17 |
| Página 1 de 2 | | VERSIÓN: 3 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCION | Gel conductor para ultrasonido |
| COMPOSICION | Polímero no celulósico Acondicionadores de humedad del tipo poliol |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | <p>DESCRIPCION: Semisólido transparente, incoloro, inodoro, no presenta partículas ni materia extraña en suspensión. Puede presentar burbujas de aire incorporado.</p> <p>pH: 6.0 - 6.4</p> <p>GRAVEDAD ESPECIFICA (20°C): 0.969– 1.071</p> <p>VISCOSIDAD (20°C): 850.000 – 1.200.000 cps (Brookfield, Aguja No. 4; 0.5 rpm; 20°C)</p> <p>SOLUBILIDAD: Miscible en todas proporciones con agua, parcialmente soluble en alcohol. Inmiscible en solventes orgánicos.</p> <p>INFLAMABILIDAD: Ninguna</p> <p>MICROBIOLOGIA: Mesófilos..... <10 ufc /g Patógenos.....Ausente Mohos y levaduras...Ausente</p> <p>PRESENCIA DE GRASAS: Negativa</p> <p>PRESENCIA DE PARABENOS: Negativa</p> |
| INDICACIONES DE USO | Gel conductor para ultrasonido. |
| PRECAUCIONES DE USO | Uso externo. Manténgase alejado de los niños. |
| CONTRAINDICACIONES | Ninguna conocida |
| REGISTRO SANITARIO | INVIMA 2008DM-0001940 |
| CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISP. MED. | Riesgo I |
| BIODEGRADABILIDAD | No disponible |
| VIDA DE ANAQUEL | Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación |
| VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA | 90 días en condiciones óptimas de manejo y almacenamiento. |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase original. |
| PRESENTACION | Galón x 3750 cc Frasco x 240 cc |

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| QUIRUMEDICAS LTDA | FICHA TECNICA CONDUGEL® | FECHA EMISION: 25-03-17 |
| Página 2 de 2 | | VERSIÓN: 3 |



CLARA S. MEDINA T., Q.F. U.N.
Directora Técnica /Jefe Aseguramiento de Calidad
T.P. 04009062609860865