

## CÁNULA DE GUEDEL



### DESCRIPCIÓN

La cánula de guedel es un dispositivo medico fabricado en polietileno no toxico semirrígido, que introducido en la boca del paciente, evita el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea. También por su orificio en el centro permite la inserción del tubo para aspirar las secreciones del paciente si lo requiere.

### CARACTERÍSTICAS

**Tipo:** cánula de guedel estéril.

**Material:** polietileno rígido.

**Color:** tubo blanco, con diferente color en el extremo de acuerdo al tamaño.

### INDICACIONES

- Evitar la obstrucción de la vía aérea en pacientes con alteración de la conciencia o parálisis de hipogloso.
- Mejora la aspiración de secreciones de vía aérea.

### VENTAJAS

- Fijación de la lengua para evitar obstrucción de la vía aérea.
- Adaptación anatómica.
- No traumática.
- Fácil colocación.
- Diferentes tamaños.

### DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

- Porción bucal.
- Refuerzo lingual.
- Polietileno rígido no toxico.
- Tubo ovalado con curvatura que sigue la anatomía de la orofaringe, evitando el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea y la consiguiente obstrucción de la misma.
- También por su orificio en el centro permite la fácil inserción de sondas para aspiración de secreciones.
- Pieza con borde externo para fijación a los dientes y marcada por colores de acuerdo a la longitud de la cánula.

**Tamaño:** longitud.

- 000 (40mm) rosado
- 00 (50mm) azul rey
- 0 (60mm) negro.
- 1 (70mm) blanco.
- 2 (80mm) verde.
- 3 (90mm) amarillo.
- 4 (100mm) rojo.
- 5 (110mm) azul cielo.

**Esterilización:** con óxido de etileno.

**Uso:** reutilizable esterilizándola.

**Estilo de empaque:** individual.

**Vida útil:** 5 años.

**Condiciones de bodega:** humedad relativa máxima 70%. Temperatura máxima 30c°.

### ÁREAS DE USO

En pacientes que requieran ventilación mecánica: área de cirugía, urgencias, hospitalización y UCI.

REGISTRO INVIMA 2009DM-0003150

### CERTIFICACIONES DE CALIDAD



Distribuido por:

**allers**<sub>s.a.</sub>

Representaciones - Importaciones  
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia  
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323  
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

**allMed**