

Especificación de Producto Terminado

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Descripción:
AT001	R7	31-Mar-2015	Algodón

PARÁMETROS		ESPECIFICACIONES		
1	Producto	Algodón blanqueado libre de impurezas y aceites, suave al tacto y con buena capacidad de retención de líquidos: En la etapa final del blanqueo del algodón, se adiciona un agente microbicida que suprime el crecimiento de los microorganismos brindando una mayor asepsia al producto.		
2	Apariencia	Algodón blanco, inoloro, libre de partículas extrañas y suave al tacto.		
3	Color	Blanco.		
4	Olor	Inoloro.		
5	Absorción (10 segundos)	Mayor a 24 veces su masa.		
6	pH	6,0 - 9,0		
7	Análisis Microbiológico	Determinación	Especificación	Método
		Escherichia coli	Ausente	USP Vigente
		Pseudónima aeruginosa	Ausente	USP Vigente
		Staphylococcus aureus	Ausente	USP Vigente
		Conteo Total Hongos y Levaduras	Máximo 20 ufc/g	USP Vigente
	Conteo Total Microorganismos Aerobicos	Máximo 200 ufc/g	USP Vigente	
8	Presentaciones Comerciales			
	Referencia	Presentación Comercial	Contenido	
	Algodón MK Regular	Pomos	40 g	
			60 g	
			100 g	
			500 g	
		Pomos Estériles	3, 5, 6, 8, 10 unidades	
		Zig - Zag	25 g	
			50 g	
			100 g	
			125 g	
		Pomitos Compactos	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 Unidades.	
		Rollo de Algodón	10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 g	

Especificación de Producto Terminado

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Descripción:
AT001	R7	31-Mar-2015	Algodón

Referencia	Presentación Comercial	Contenido
CureBand Premium Algodón Regular	Pomos	40 g
		100 g
	Pomos Estériles	3, 5, 6, 8, 10 unidades
	Zig - Zag	25 g
		50 g
		100 g
CureBand Medical Regular	Vendas de Algodón Laminado	3 ln x 5 yd
		4 ln x 5 yd
		5 ln x 5 yd
		6 ln x 5 yd
	Rollos de Algodón Odontológico Liso	1000 Unidades
	Rollos de Algodón Odontológico Trenzado	1000 Unidades
	Rollo de Algodón	10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 g
	Pomos	10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 g
Pomos Estériles	3, 5, 6, 8, 10 unidades	
Referencia	Presentación Comercial	Contenido
Algodón MK con adición de agente microbicida	Pomos	40 g
		60 g
		100 g
		500 g
	Pomos Estériles	3, 5, 6, 8, 10 unidades
	Zig - Zag	25 g
		50 g
		100 g
		125 g
	Pomitos Compactos	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 Unidades.
	Rollo de Algodón	10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 g

Especificación de Producto Terminado

Código: AT001	Revisión: R7	Fecha Revisión: 31-Mar-2015	Descripción: Algodón
CureBand Premium Algodón con adición de agente microbicida		Pomos	40 g 100 g
		Pomos Estériles	3, 5, 6, 8, 10 unidades
		Zig - Zag	25 g
			50 g
			100 g
		CureBand Medical con adición de agente microbicida	Vendas de Algodón Laminado
4 ln x 5 yd			
5 ln x 5 yd			
6 ln x 5 yd			
Rollos de Algodón Odontológico Liso	1000 Unidades		
Rollos de Algodón Odontológico Trenzado	1000 Unidades		
Rollo de Algodón	10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 g		
Pomos	10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 g		
Pomos Estériles	3, 5, 6, 8, 10 unidades		
9 Usos	Higiene personal, primeros auxilios, odontología y vendajes.		

CONSERVACIÓN	
PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
10 Esterilidad	Se recomienda esterilizar con óxido de etileno (ETO) o por radiación.
11 Vida útil	5 años a partir de la fecha de fabricación del producto, siempre y cuando permanezca hasta su uso en sus empaques originales y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento (Temperatura de 25°C ± 5 y Humedad Relativa del 70% ± 5).
12 Almacenamiento	Almacenar hasta su uso en los empaques originales y en buenas condiciones de limpieza, en un lugar fresco, seco y protegido de cualquier fuente de calor, humedad y olores fuertes.
13 Medidas de Seguridad	Debido a su carácter altamente incendiario, este producto debe estar alejado de cualquier sustancia inflamable.

Revisó  Analista Técnico	Aprobó  Coordinador Técnico
---	--