



SETS PARA NUTRICIÓN ENTERAL

INFORMACIÓN GENERAL

INDICACIÓN	DISPOSITIVOS DESTINADOS PARA ALOJAR Y/O TRANSPORTAR NUTRICIÓN ENTERAL MEDIANTE ENSAMBLE A UNA BOMBA FREEGO (O POR ACCIÓN DE LA GRAVEDADA) Y MEDIANTE CONEXIÓN A UN TUBO O SONDA DE LA NUTRICIÓN AL PACIENTE	
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2011DM-0008137	
VIDA ÚTIL	36 Meses	
FABRICANTE	ABBOTT IRELAND SLIGO	
PRESENTACIÓN COMERCIAL	No. Lista	DISPOSITIVO
	S665	SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON TAPA ROSCA
	S790	SET TAPA ROSCA CON PUERTO PARA MEDICAMENTOS ENFIT Y CONECTOR
	S800	SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON BOLSA DE 500mL
	S810	SET DE BOLSA 1.5LITROS CON PUERTO PARA MEDICAMENTOS ENFIT Y CONECTOR
CODIGO DE BARRAS	EAN 13	DISPOSITIVO
	7703186029690	SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON TAPA ROSCA
	7703186031112	SET TAPA ROSCA CON PUERTO PARA MEDICAMENTOS ENFIT Y CONECTOR
	7703186031143	SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON BOLSA DE 500mL
	7703186031167	SET DE BOLSA 1.5LITROS CON PUERTO PARA MEDICAMENTOS ENFIT Y CONECTOR

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO:	No Almacenar a temperatura extremas
------------------------	-------------------------------------

**PRECAUCIONES
ESPECIALES:**

Verificar la fecha de vencimiento antes del uso
No usar si el envase está abierto o dañado
No reutilizar ya que esto conlleva a un riesgo de contaminación o deterioro que puede afectar la salud del paciente
Válido para un solo uso en un solo paciente
No emplear el equipo de nutrición enteral si se observa que está estropeado de alguna manera
Cambiar el equipo de nutrición cada 24 horas como mínimo