



**FICHAS TÉCNICAS - LINEA STERISPONGES
MECHA DE GASA ESTERIL PARA DRENAJE
CON ELEMENTO RADIO-OPACO**

Nº de Identificación:
FT-007

Versión: 3.0

Fecha de emisión:
18/04/2012

Página 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esponja de gasa tipo VII estéril biocompatible no causa ningún tipo de reacción y evita cualquier riesgo de infección por estar elaborada 100% en algodón orgánico, precortada y doblada, sin motas bordes raídos o hilos sueltos; Su mayor concentración de tejido la hace altamente absorbente y resistente a la tensión. Con elemento radio opaco que permite un eficaz monitoreo y ubicación en procedimientos quirúrgicos y post-quirúrgicos. Variedad de Tamaños y presentaciones de acuerdo a las necesidades

APLICACIÓN

Producto especialmente diseñado para absorción y compresión en cirugía de columna, ginecología, otorrinolaringología, ortopedia y neurocirugía; es usado también en procedimientos de urgencias, hospitalización, consulta externa y especializada.

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2006DM-000062 - Fabricar y vender

**ESPECIFICACIONES
MECHA DE GASA ESTERIL CON ELEMENTO RADIO-OPACO**

Código de barras	código	Especificaciones	Presentación
770717825145 8	2246	6PLY - 2in x 32in	sobre x 1
770717825383 4	0383	6PLY - 2in x 32in RX	sobre x 1
770717825323 0	0323	6PLY - 2in x 32in RX	sobre x 5
770717825174 8	2421	6PLY - 2in x 12in RX S/R	sobre x 10
770717825149 6	2248	8PLY - 3/8in x 24in NASAL	sobre x 2
770717825319 3	0319	12PLY - 4in x 11in S/R PED.	sobre x 1

EMPAQUE

Empaque blister peel-back que garantiza la esterilidad y hermeticidad del producto, en condiciones apropiadas de almacenamiento y manipulación.

VIDA ÚTIL

4 años después de ser esterilizado. Producto esterilizado con Oxido de Etileno (ETO).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes directas de aire y luz solar y libre de contaminación. Se debe disponer de estibas plásticas o inoxidables, que eviten el contacto directo del producto con el piso y paredes.

MANIPULACION

Verificar la fecha de vencimiento del producto.
Se garantiza el contenido estéril, atóxico, apirógeno, si el envase no ha sido abierto y deteriorado.
No use el producto si esta sucio o deteriorado.
Utilícese una sola vez y deséchese.




SHERLEG LABORATORIES S.A.
Calle 13 No. 68 B- 26 Teléfono (571)405 91 71 Fax: (571) 405 91 79
Página Web: www.sherleg.com E-mail: ventas@sherleg.net
Bogota, Colombia

COPIA CONTROLADA

	FICHAS TÉCNICAS – LINEA STERISPONGES MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO	Nº de Identificación: FT-007	
		Versión: 3.0	Página 2 de 2
		Fecha de emisión: 18/04/2012	

CONTROL DE CAMBIOS

Código	Nombre del documento	Versión	Fecha de aprobación	Descripción del cambio
FT-007	FICHAS TÉCNICAS-LINEAS STERISPONGES MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO	1.0	13/02/2011	DOCUMENTO NUEVO
FT-007	FICHAS TÉCNICAS-LINEAS STERISPONGES MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO	2.0	12/07/2011	SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
FT-007	FICHAS TÉCNICAS-LINEAS STERISPONGES MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO	3.0	18/04/2012	SE AÑADE EL CONTROL DE CAMBIOS Y EL REGISTRO DE LAS FIRMAS

	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
FIRMA:			
CARGO:	Jefe de Producción	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Director Técnico
FECHA:	18-04-2012	18-04-2012	18-04-2012

FIRMAS