

### 1. Información general

Nombre comercial	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON CON BALON INTERMEDIO HI-LO Y CON BALÓN HI LO.
Marca / Fabricante	MALLINCKRODT MEDICAL. IRLANDA – JUAREZ MEXICO
Número de registro INVIMA	V-003739-R1 VIGENCIA 06-07-2019
Clasificación del riesgo	II A
Código GMDN	

### 2. Descripción del producto



Los Tubos Endotraqueales Mallinckrodt están fabricados conforme a los más altos estándares de manufactura. Para su fabricación se usa Cloruro de Polivinilo (PVC), termo sensible y de grado médico, que adquiere fácilmente la temperatura del cuerpo permitiéndoles así adaptarse a la anatomía del paciente, con gran facilidad.

Los Tubos endotraqueales son desechables, para ser usados una sola vez y están disponibles en empaques estériles de fácil manejo.

- Atributos:
  - Excelente para intubaciones orales y nasales.
  - Balón de alto volumen y baja presión en forma de barril.

**TUBOS MALLINCKRODT CON BALON:** Tubo con globo de alto volumen baja presión indicado para todo tipo de procedimiento.

Originado por: Leonilde Galindo Ruiz	Fecha: 31/10/2011	Aprobado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:	Aprobado por:	Fecha:



**CARACTERÍSTICAS**

**BENEFICIOS**

Globo tipo HVT	La Tecnología alto volumen baja presión nos brinda mínimo trauma traqueal, además cuando esta desinflado se adhiere muy bien al tubo facilitando la visualización de las cuerdas vocales durante la entubación
Globo de color opaco	Facilita la visualización del paso del tubo a través de las cuerdas vocales
Globo piloto que indica las condiciones de inflado del globo principal	En cualquier momento podemos saber si el globo principal esta sobre o subinflado
Punta distal muy redondeada	Minimiza el riesgo de traumatizar los tejidos de la tráquea y las cuerdas vocales
Grandes marcas de profundidad	Fácil visualización de la profundidad de inserción
Ojos de Murphy con orillas redondeadas	Facilita el paso del catéter de succión sin que haya riesgo de dañar la tráquea.

**3. Especificaciones**

Aplicaciones	Intubación endotraqueal en pacientes neonatos, adultos y pediátricos. – Uso departamental: Anestesia, Cuidado Intensivo, Paramédico, y Respiratorio.
Presentación del producto	Caja por 10.
Referencias	Códigos de barras

<b>TUBOS ENDOTRAQUEALES MALLINCKRODT CON BALON INTERMEDIO HI LO</b>		
<b>REFERENCIA</b>	<b>DIAMETRO INTERNO</b>	<b>CODIGO DE BARRAS</b>
86443	3.5	7707281600167
86445	4.5	7707281600174

**TUBOS ENDOTRAQUEALES MALLINCKRODT CON BALON HI- LO**

Fecha efectiva

 Fecha de próxima  
revisión

Página 3 de 3

REFERENCIA	DIAMETRO INTERNO	CODIGO DE BARRAS
86442	3.0	7707281611439
86444	4.0	7707281610746
86107	5.0	7707281600044
86108	5.5	7707281600051
86109	6.0	7707281600068
86110	6.5	7707281600075
86111	7.0	7707281600082
86112	7.5	7707281600099
86113	8.0	7707281600105
86114	8.5	7707281600112
86115	9.0	7707281600129
86107	10	7707281600136

TUBOS ENDOTRAQUEALES MALLINCKRODT SIN BALON		
REFERENCIA	DIAMETRO INTERNO	CODIGO DE BARRAS
86221	2.0	N/A
86222	2.5	N/A
86223	3.0	N/A
86224	3.5	N/A
86225	4.0	N/A
86226	4.5	N/A
86227	5.0	N/A
86228	5.5	N/A
86229	6.0	N/A
86230	6.5	N/A
86231	7.0	N/A