

# ISOPAÑIN®

Alcohol Isopropílico al 70%

## Descripción

**Isopañin®** son toallas individuales impregnadas de alcohol isopropílico al 70%, actúa por desnaturalización de proteínas, se utiliza para realizar la limpieza y antisepsia de piel previa a cualquier tipo de punción: Intravenosa, Intramuscular, Intradérmica y subcutánea. Es un antiséptico de uso externo, que por el amplio espectro de su principio activo, proporciona un efecto microbicida instantáneo sobre la piel. Su empaque es más seguro, por lo que nunca está expuesto a gérmenes y bacterias, como ocurre con las botellas de alcohol y las algodoneras, que continuamente se están abriendo y cerrando, de tal manera que no pierde su actividad. Con este producto se minimiza el riesgo de infección, es de fácil manejo y no irrita la piel.

## Composición

Contiene Alcohol isopropílico al 70% en vehículo acuoso.

## Indicaciones

**Isopañin®** es útil para una profunda y eficaz limpieza de rasguños. Ayuda a prevenir pequeñas infecciones superficiales, limpieza y antisepsia de piel antes de cualquier tipo de punción:

1. Inyectología y Venopunción.
  2. Cateterismo.
  3. Hemodiálisis.
  4. Toma de muestras en laboratorio clínico.
- Puede ser utilizado para limpiar los puertos de entrada de medicamentos.

## Precauciones

Evite el contacto con la piel erosionada y en pacientes que han sufrido quemaduras graves.

## Contraindicaciones

Hipersensibilidad al alcohol isopropílico.

## Datos de Seguridad

Producto inflamable; almacenar separado de sustancias oxidantes fuertes como el peróxido de hidrógeno, en un lugar frío y bien ventilado. En caso de incendio puede utilizar medios de extinción como: polvos, espuma resistente al alcohol, agua en grandes cantidades, dióxido de carbono.

## Estabilidad

Vida útil 3 años a partir de la fecha de fabricación, desde que el producto permanezca en su empaque original bien sellado y almacenado a temperatura ambiente.

## Modo de Empleo

Destape el sachet de **Isopañin®**, tome la toalla y frote la superficie de la piel a limpiar y hacer antisepsia en forma circular de adentro hacia afuera.



## Presentación

Sachet (Caja display x 300 Unid.)  
Bolsa x 1.000 Unidades

Registro Sanitario No. INVIMA 2008 DM-0002457

**ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA.  
PROASEPSIS LTDA.**

## Servicio al Cliente

En Bogotá  
Teléfono: 416 6607  
Resto del País  
01 800 011122

[www.proasepsis.com.co](http://www.proasepsis.com.co)  
E-mail: [proasepsis@proasepsis.com](mailto:proasepsis@proasepsis.com)

ME-FT-9 VI



**PROASEPSIS**