

ESPECIFICACION, DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO



Guante Vinilo

Caja x 100 unidades (S, M, L)

Guante Vinilo Siliconado

Bolsa x 2 pares (S, M, L)

Composición y descripción:

El guante de vinilo / policloruro de vinilo (PVC) sintético está compuesto por 100% resina de cloruro de polivinilo, derivado del proceso de desinfección del plástico de cloruro de polivinilo, libres de talco, transparente, suave y ligero al tacto. No causa reacciones alérgicas, puño reforzado, ambidiestros, no estéril, no producen fatiga elástica, de un solo uso.

BASES DEL TEST: los guantes de Vinilo para examen cumplen con la norma EN455-1, EN455-2, EN455-3 estándar.

ESPECIFICACIONES GUANTE VINILO LIBRE DE POLVO COLOR BLANCO.

Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espesor (pared sencilla) (mm)			Gramaje unid.	Residuo de polvo
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)		
XS	≥ 245	78 ± 5	0.13 ± 2	0.14 ± 2	0.11 ± 2	5.5	Menor 2mg * unidad de guante.
S	≥ 245	88 ± 5	0.13 ± 2	0.14 ± 2	0.11 ± 2	5.8	
M	≥ 245	98 ± 5	0.13 ± 2	0.14 ± 2	0.11 ± 2	6.1	
L	≥ 245	105 ± 5	0.13 ± 2	0.14 ± 2	0.11 ± 2	6.8	
XL	≥ 245	115 ± 5	0.13 ± 2	0.14 ± 2	0.11 ± 2	6.9	

USOS:

Los guantes de Vinilo **ALFASAFE®** ideales para las personas hipersensibles a la proteína del látex, pueden ser utilizarlos en procedimientos médico quirúrgicos, característico por su impermeabilidad, estabilidad y duración,

PRESENTACION COMERCIAL:

Display de 100 unidades de guante en tallas **S, M, L**

Bolsa x 2 pares de guante vinilo siliconado en tallas **S, M, L**

Estilo embalaje:

Caja plegadiza x 100 unidades (50 pares)

10 cajas plegadizas por cartón (500 pares)

Registro Sanitario: INVIMA 2008DM-0001685

VIGENTE HASTA: 08 DE ABRIL DEL 2.018

Tipo de registro: IMPORTAR Y VENDER

Clase de riesgo: II A

CONDICIÓN ALMACENAMIENTO:

Malas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos y heridas a los usuarios. Almacene en lugar fresco y seco. Evitando los rayos directos del sol.

TEMPERATURA: MÁXIMA 32C°

HUMEDAD: MÁXIMA 70%

ADVERTENCIAS:

Antes de usar guantes hay que retirar anillos, relojes y pulseras que Pueden romperlos.

Lavar y secar las manos.

No se debe aplicar cremas antes de colocarse los Guantes, pueden alterar las propiedades del guante.

Una vez abierta la caja / Display / bolsa de guantes utilizarlos en el menor tiempo posible ya que se contaminar.

“Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.”

METODO DE DESECHO:

Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 24

Desechar como **residuos peligrosos biológico-infecciosos**.

En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de peligro radioactivo.

Desechar de acuerdo a la norma (nunca reutilizar el producto).