



**DESINFECTANTE PROQUIZYME CON
INHIBIDOR DE OLORES**

Código
GC-FT-500

Versión 1

Página 1 de 2

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Solución transparente de olor característico, libre de partículas extrañas
COLOR	Transparente/Incoloro
OLOR	Característico según patrón.
pH	6-8
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	0.4 de Cloruro de Alquil Dimetil Bencil Amonio y Cloruro de Di-(Octil/Decil) Dimetil amonio (78-88%)
GRAVEDAD ESPECIFICA	0.951-0.991
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Desinfectante de superficies de Dispositivos Médicos con Neutralizador de Olores. Formula avanzada con agentes detergentes y amonios de quinta generación, para la desinfección de equipos y superficies de uso Odontológico y Medico Hospitalario
BENEFICIOS	Además de su Acción bactericida, virucida y fungicida; posee dentro de su formulación moléculas para neutralizar los olores.
USO	Desinfección de equipos y Superficies de Uso Odontológico y Medico Hospitalario. Puede ser utilizado para la desinfección de unidades odontológicas, camillas ubicadas en hospitales e instituciones médicas u odontológicas.
INSTRUCCIONES DE USO	Aplicar el producto sobre los equipos o superficies a desinfectar. Dejar actuar por minimo un minuto. Limpiar en una sola dirección con un paño limpio y seco, preferiblemente de tela no tejida.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	500mL
REGISTRO SANITARIO	2015DM-0013578



**DESINFECTANTE PROQUIZYME CON
INHIBIDOR DE OLORES**

Código
GC-FT-500

Versión 1

Página 2 de 2

PRECAUCIONES	No mezclar con jabones que contengan Desinfectantes Anionicos o Blanqueadores, porque perderá su acción.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener bien tapado, a una temperatura inferior de 30C, protegido de la luz directa y alejado de niños y mascotas.
EMBALAJE	Caja de cartón por 12 uds
EAN 13	7702314240518
EAN 14	17702314240515

PRESENTACION COMERCIAL

JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO