



Regulatory Affairs

Ver Docs

Ver Imágenes

Ver Reg

Print View

 Português | Español | English  
 Cerrar

Fecha: 19/10/2016

Hora: 9:1:18

Usuario: \_velasi1

## FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

ID	PAIS SEDE	LINEA	GRUPO	TIPO DE PRODUCTO
	COLOMBIA	MEDICATION DELIVERY	USA / CANADA	DISPOSITIVO MEDICO
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<u>EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES ONE LINK SYSTEM</u>		<b>CÓDIGO:</b> <u>7N8399</u>
<b>No. REGISTRO:</b>		<u>2012DM-0009391</u>		<b>FECHA VCTO:</b> <u>31/12/2022</u>
<b>No. EXPEDIENTE:</b>		<u>20056204</u>		<b>FECHA RESOL.:</b> <u>28/11/2012</u>
<b>REF. TECNICA:</b>				<b>MARCA:</b> <u>BAXTER</u>
<b>TITULAR:</b> <u>LABORATORIOS BAXTER S.A.</u>		<b>FABRICANTE:</b> <u>BAXTER HEALTHCARE OF PUERTO RICO</u>	<b>PAIS ORIGEN:</b> <u>PUERTO RICO</u>	
<b>COMPLEMENTO</b>				
<b>NOMBRE GENERICO DE PRODUCTO:</b> Conector intravenoso sin aguja				
<b>PRINCIPIO ACTIVO COMPOSICION:</b> Policarbonato de alto peso; poliester PVC(Polivinil -Cloruro)Polietileno de alta densidad.ABS,Acronitrilo Butadieno estireno, policarbonato; polietileno de baja densidad				
<b>FORMA FARMACEUTICA:</b>				
<b>INDICACIONES GENERALES DE USO:</b> Usar tecnica aseptica				
<b>CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:</b> ·Para un solo uso, no reusar ·No use conectores one link con aguja o canulas.				
<b>PRESENTACION COMERCIAL:</b> Empaque Individual				
<b>EMPAQUE PRIMARIO:</b> Cada equipo viene en empaque individual peel pouch				
<b>EMPAQUE SECUNDARIO:</b> N/A				
<b>EMBALAJE:</b> Caja de carton corrugado				
<b>FACTOR DE EMBALAJE:</b> 200 EA per box				
<b>VIDA UTIL:</b> 5 años				
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:</b> Temperatura ambiente				
<b>CONDICIONES ESPECIALES DE MANIPULACION:</b> N/A				
<b>TIPO DE MEDICAMENTO:</b>				
<b>CLASIFICACION DEL RIESGO:</b> IIa				
<b>INNOVADOR DE LA MOLECULA</b>				
<b>CONDICION DE VENTA.</b>				
<b>SISTEMA DE CLASIFICACION ATC(DRUGS)- GMDN(DEVICE):</b>				
<b>OBSERVACIONES:</b>				

INFORMACION DE PROPIEDAD DE BAXTER-ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER REPRODUCIDO O DIVULGADO A OTROS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE EL USUARIO ES RESPONSABLE DE ASEGURARSE, QUE LA VERSIÓN DEL DOCUMENTO ES LA VIGENTE PARA SU ADECUADO USO.