

ALMOHADA MASAJEADORA

MASAJE RELAJANTE CON 1 SÓLO BOTÓN

Con sólo presionar el botón de encendido se activa el masaje de acupresión, al presionarlo nuevamente se activa la función de calor.

FÁCIL DE USAR Y ERGONÓMICO



↘ HM-340

Con sólo pulsar el botón de encendido se activa un sistema de acupresión, 4 rodillos de masaje integrados rotan aliviando la zona con dolor y rigidez muscular. La función de calor se activa fácilmente presionando una segunda vez el botón de encendido. El masajeador cuenta con una funda lavable y se apaga automáticamente después de 15 minutos.



Función con calor



Masaje de acupresión



Funda lavable removible



Diseño ergonómico



Fácil de colocar

ALMOHADA MASAJEADORA




ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja	Cantidad	Peso	Dimensiones aprox. (ancho x alto x profundidad)
Unidad:	1 unidad	2.31 kg	404 mm x 268 mm x 136 mm
Máster:	4 unidades	10 kg	566 mm x 294 mm x 422 mm
Código UPC	073796833404		

ESPECIFICACIONES:

Modelo:	Almohada masajeadora OMRON HM-340
Fuente de alimentación:	Adaptador de CA, 100V-240 V, 50/60 Hz, 800 mA
Potencia:	12 V CC, 30W
R.P.M.:	Aprox. 30 veces/minuto
Tiempo de la sesión de masaje:	Aprox. 15 min
Temperatura máxima del calentador:	50 °C
Temperatura, humedad de funcionamiento:	10 a 40°C, 30 a 80% HR
Temperatura, humedad de almacenamiento y de transporte:	-20 a 60°C, 10 a 95% RH, 700 a 1060 hPa
Peso:	Aprox. 1.8 kg
Dimensiones de la unidad principal (Ancho x Alto x Profundidad):	392 x 262 x 130 mm
Longitud del cable de alimentación:	Aprox. 200 cm
Contenido del paquete:	Almohada masajeadora HM-340, adaptador de CA, cubierta (colocada en la unidad principal), manual de instrucciones



Manual de instrucciones	OMRON
<p>Almohada masajeadora HM-340</p> <p>Contenido</p> <ul style="list-style-type: none"> Antes de usar el dispositivo: 1 Contenido: 5 Clasificación general: 5 Uso del dispositivo: 6 Masaje: 6 <p>Mantenimiento y solución de problemas</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento: 7 Solución de problemas: 8 Especificaciones: 9 Garantía limitada: 10 <p> <ul style="list-style-type: none"> ● Siempre que complete la lectura, envíenos el cuestionario de satisfacción. ● Consulte este manual para ya obtener el máximo beneficio. ● Los productos Omron están en uso en hospitales, clínicas y centros de salud. ● Este producto no está diseñado para uso médico. </p> <p> <input type="checkbox"/> Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el dispositivo. </p> <p>All for Healthcare</p>	

NOTA: Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

www.omronhealthcare.la

Síguenos en:
facebook.com/OmronLA

OMRON