




FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código	ODS-F14
Versión	B
Fecha	07/07/2017

Nombre de la Empresa: KAMEX INTERNATIONAL
Dirección: VARIANTE CAJICA, LOTE 2, VEREDA CALAHORRA.
Teléfonos: 5932525
Fax: 154
E-mail: info@kamexinternational.com.co
Sitio web: www.kamexinternational.com.co

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	Inmovilizador de rodilla	VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES
REFERENCIA INTERNA:	15110/ 15020/ 15111	N/A	A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Descripción y tipo de producto Ortesis para bloqueo de la flexión de rodilla, manteniéndola en extensión.

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO: 	COMPOSICIÓN	DESCRIPCIÓN				
		Poliéster 51 %	Polipropileno 25 %	Nylon 13%	Poliacetal 6%	Otros 5%
	INSUMOS	Cuadrante	Felpa 2"			
		Gancho 2"	Elastico			
		Hilo poliester	Marquillas			
		Reata 1"	Reata multi 1 1/4"			
		Sesgo abierto	Bondeado			
		Bolsa sencilla	Etiqueta			
		Código de barras	Cryovac			
	Fleje hm curvo	Fleje 1mm recto				
TALLAS	Infantil- Adulto Corto 16"- Adulto Largo 20"- Sobre medidas					
COLOR/ES	Azul					

ETIQUETADO:	Adhesivo	14 cm	18 cm	Tintas / Calibre	4 tintas	Terminados	Plastificado	Color	Policromia
EMPAQUE:	Termosellado	N/A	N/A	/	/	/	/		Transparente

STIKER CODIGO DE BARRAS: <small>En la información del stiker va textual lo que lleva impreso.</small>	Adhesivo	10 cm	3.5 cm	INFORMACIÓN STIKER: Inmovilizador de rodilla. TALLA/REFERENCIA/ COLOR/ LOTE/ SERIAL/Hecho en Colombia por kamex international S.A.S/ E-mail: info@kamexinternational.net					
---	----------	-------	--------	---	--	--	--	--	--

CARACTERÍSTICAS:
De materiales y diseño de producto

- Fabricado en algodón y poliéster acolchado compatible con velcro.
- Férulas laterales y posteriores con tres paneles móviles lo que permite ajustar a varias tallas.
- Bandas superiores e inferiores que evitan su deslizamiento, permitiendo un ajuste cómodo y adecuado.

USOS:
Beneficios del producto en la persona

- Tratamientos post-operatorios de rodilla.
- Esguinces de rodilla grado 1 y 2.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:
Precauciones durante el uso, recomendaciones y posibles efectos secundarios.

- Irritación o sensibilidad en la piel (enrojecimiento, urticaria, inflamación).
- Inflamaciones severas que hagan sospechar síndrome compartimental.
- Respuestas alérgicas al material.
- Aumento desproporcionado en el dolor.
- Se debe tener precaución en el uso a largo plazo ya que pueden disminuir el tónus de la musculatura.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:
 Lavar a mano con agua fría y jabón suave. No usar detergente. No lavar en lavadora.

No. REGISTRO SANITARIO: <small>Número de registro Invima, si aplica.</small>	2009DM-0003215	CERTIFICADO DE ORIGEN: <small>Si aplica o No</small>	SI
--	----------------	--	----

INSTRUCCIONES DE USO:
Paso a paso de postura del producto.

- Con la pierna recostada ubique el inmovilizador
- Ubique la abertura en la mitad de la rodilla
- Ajuste velcros según comodidad

OBSERVACIONES: Esta ficha técnica tiene la composición porcentual actualizada.

FECHA DE MODIFICACIÓN:
De ficha Técnica 4 de Diciembre del 2017.