

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

## BANDAS ADHESIVAS PARA HERIDAS



### SECCIÓN 1: Identificación del producto y la compañía

Nombre Comercial del Producto	Bandas adhesivas para heridas.
Marca	JOSHLIN; LIFE CARE SOLUTIONS..
Presentaciones comerciales	Caja por 100 unidades.
Titular del Registro Sanitario	Life Care Solutions S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0014015
Vigencia del Registro Sanitario	2025-11-26
Clasificación según el INVIMA	Dispositivo médico riesgo I
Código ATC	No aplica por ser dispositivo médico
Dirección de almacenamiento productos	Vía la argentina Vereda la Isla Lote la Adelia No 2 Funza OPERADOR LOGISTICO MCT.
Fabricante	Zhejiang Bangli Medical Products Co. Ltd
Teléfono Colombia	6216455
	<a href="http://www.lifecaresolutions.com.co">www.lifecaresolutions.com.co</a>
Contactos vía e-mail	Calidad : <a href="mailto:calidad@lifecaresolutions.com.co">calidad@lifecaresolutions.com.co</a> Atención al cliente: <a href="mailto:recepcion@lifecaresolutions.com.co">recepcion@lifecaresolutions.com.co</a>

### SECCIÓN 2: Especificaciones del producto

Especificaciones de contenido	
Apariencia	La superficie es limpia, con recortes .
Tamaño (Largo*Ancho)	72x19mm.
Pegante	Adhesivo Médico transparente de fusión en caliente.
Peso de la masa adhesiva	120g/m2 + 5g/m2
Poder adhesivo	No menor a 2.5N/cm

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

## BANDAS ADHESIVAS PARA HERIDAS

Código: FT-CM-22  
Versión: 02



Tamaño del sellado	4mm + 1mm.
Tamaño de la banda	23 x 19mm.
Peso de la banda	100g/m2 + 10g/m2
Grosor del papel	0.06mm + 0.01mm
Tipo de banda adhesiva	Algodón blanco con película de color piel.
Envoltura	Sellado del papel en frío.
Peso de la Envoltura	40g/m2 + 5g/m2.
Pegante de la envoltura	Libre de látex, Olor característico. Pequeño, almohadilla venda blanca con tela de color beige, tiras adhesivas.
Uso	

La cinta adhesiva o una banda adhesiva sanitaria incluye una pequeña parte de algodón o gasa estéril; donde es usado para proteger y cubrir heridas, en el cual sirve para mantener unidas partes de la piel que presenta la pequeña lesión, igualmente es usada para cubrir una parte del cuerpo que presente salida de sangre se necesite realizar taponamiento inmediato.

Este producto es usado en heridas superficiales como punciones o pequeñas rasgaduras.

Frecuencia de uso	De un único uso, no reutilizable.
Forma ó instrucciones de uso	Retirar las películas adhesivas protectoras y colocar la banda adhesiva en la herida.
Tiempo de vida útil	3 años bajo las recomendaciones del fabricante.

### SECCIÓN 3: Composición, Información sobre los componentes

**PIEL:** El Producto es certificado bajo los estándares de la norma ISO 13485, teniendo en cuenta reacciones en cuanto a irritación de piel, sensibilidad, citotoxicidad y contenido de látex. El producto es fabricado con empaque y adhesivos libres de látex; donde además tiene una almohadilla anti-adherente..