



## Información Técnica

### Descripción

Los fonendoscopios 3M™ Littmann® ofrecen la gran calidad que esperan los profesionales sanitarios, y todas las piezas de repuesto y los accesorios cumplen los mismos estándares exigentes. Al estar cómodamente envasados en kits que se corresponden con nuestros modelos de fonendoscopio, las piezas de repuesto y los accesorios para fonendoscopios Littmann facilitan enormemente las reparaciones. Todos los artículos se fabrican cuidadosamente para integrarse a la perfección con los equipos existentes.

### Composición

El kit de piezas de repuesto para fonendoscopios 3M™ Littmann®™ contiene un aro y un diafragma de doble frecuencia negro para la campana, además de dos olivas superblandas pequeñas (1,27 cm) de colocación a presión y color negro. La tecnología de diafragma de doble frecuencia (patentada por 3M) permite a los profesionales sanitarios escuchar sonidos de diferentes frecuencias con solo ajustar la presión ejercida sobre la campana.

### Presentación Comercial:

- Olivas de Sellado Suave - Pequeñas
- Diafragma sintonizable doble frecuencia y aro para la campana del fonendoscopio, color negro.

### Recomendación

- Mantenga presionada la campana ligeramente para escuchar sonidos de baja frecuencia y ejerza un poco más de presión para escuchar sonidos de mayor frecuencia. Las olivas superblandas de colocación a presión se adaptan a cualquier oído para ofrecer un aislamiento acústico y una comodidad excelentes. Las olivas se acoplan con firmeza a los extremos de los tubos auriculares y, para una mayor seguridad, requieren un esfuerzo considerable para retirarlas.