

Pharmafix PU®



Nombre genérico:
Cinta Poliuretano transparente

Nombre comercial:
Cinta Pharmafix PU

Características

- Cinta médica adhesiva de poliuretano (PU) transparente
- Permite el control visual del área en tratamiento
- Recubierto en un lado con adhesivo hipoalergénico sensible a la presión que minimiza el riesgo de daño cutáneo durante la retirada, especialmente durante largos periodos de uso; fijación mayor a 15 días sin desprendimiento
- Su permeabilidad a la humedad impide acumular sudor bajo la venda
- Fabricado en material impermeable con función bacteriostática que coayuda a evitar el ingreso de bacterias
- Altamente adaptable y flexible que garantiza comodidad en el paciente
- Área adhesiva recubierta en papel siliconado en zig zag para fácil aplicación
- Tubo central en plástico que permite conservar su forma hasta el final

Uso e indicación

- Fijación impermeable y retención del apósito principal o de apósitos de baja adherencia
- Fijación de tubos hospitalarios, sujeción bolsa de pierna y dispositivos de estomas
- Permite recubrir articulaciones sin restringir el movimiento
- Excelente película protectora de puntos susceptibles de escaras

Advertencia

- No usar si conoce alergias a sus componentes.
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud
- Después de la fecha de vencimiento pierde su efecto adhesivo

Datos técnicos:

- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Riesgo: (I)
- Vida útil: Cinco (5) años
- Bodegaje: Temp: ≤ 40 °C / Humedad: ≤ 75 ° F (Espacio limpio y alejado de calor y humedad excesiva)
- Producto No estéril

FICHA TÉCNICA

Referencia	Dimensión total		Dimensión Total		Presentación	
	cm	mts	Pulgadas	Yardas	Rollos/ Caja	Caja/ Cajas
	Ancho	Long	Ancho	Long	Caja	Cajas
FIXPU5010	5,00	X 10,00	2"	X 10,94	2	72
FIXPU1010	10,00	X 10,00	4"	X 10,94	1	36
FIXPU1510	15,00	X 10,00	6"	X 10,94	1	36

Pasos para aplicarlo

Dispositivo médico compuesto en su parte central de cinta médica adhesiva transparente y en la parte superior e inferior por papel siliconado

Tome el borde lateral del papel siliconado inferior y levante una pestaña del papel siliconado superior PEEL (verifique que la cinta transparente este adherida a la pestaña)

Separe una parte del papel siliconado inferior y posicione el poliuretano transparente adhesivo sobre el área de la piel y suavemente libere el papel inferior en dirección opuesta (mirar gráfica).

A medida que desprenda el papel inferior, la cinta adhesiva se fija a la piel; haga una suave presión sobre el papel PEEL superior y luego levante las aletas en zig zag y retire ambos extremos.

Ya tienes protegida la piel susceptible a escaras, bacterias e impermeable a la humedad

Instrucciones de Uso

Aplicar por el cuidador con las manos limpias y secas y sobre la piel limpia y seca

Fabricado por: Pharmaplast Ciudad: Amria • Alejandría • Egipto
Importado por: Ortotex S.A.S Ciudad: Medellín • Antioquia • Colombia

Invima: 2021DM-0022950 Vence: 09/02/2031

