

**Información Técnica**

Diseñado en material antilíquido repelente al paso de sangre. Incluye películas de incisión con adhesivos hipoalergénicos en sitio de abordaje, otorgando una barrera de protección que brinda seguridad al paciente y al personal médico.

Uso: procedimientos diagnósticos, intervencionistas coronarios percutáneos, intervencionistas vasculares percutáneos, intervencionistas percutáneos especiales, intervencionistas percutáneos en patología cardíaca congénita en adulto y estudios diagnósticos de la actividad eléctrica del corazón.

Campo hemodinamia



Funda para tubo



Campo



Campo



Batón americano



Toalla secado



Gasa



Compresa



Indicador



**Información Técnica**

<b>Nombre comercial</b>	Paquete Hemodinamia Estéril
<b>Composición</b>	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M <sup>2</sup> , polipropileno absorbente 50 - 100 G/M <sup>2</sup>
<b>Presentación</b>	Bolsa sin fuelle individual de 40*48 cm por unidad.
<b>Embalaje</b>	Caja x16 unidades.
<b>Tolerancia en medidas</b>	+/- 3 cms
<b>Marca</b>	ALLMED
<b>Fabricante</b>	Proclides S.A.S Soluciones Estériles
<b>Registro sanitario</b>	2015DM-0014150
<b>Riesgo</b>	Clase I
<b>Método de esterilización</b>	Óxido de etileno
<b>Uso</b>	UN SOLO USO
<b>Vida útil esterilizado</b>	3 años
<b>Recomendaciones</b>	Conservese a una temperatura inferior a 30°C.
<b>Precauciones</b>	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
<b>Disposición final</b>	Cumplir con la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la prestación del servicio público de aseo.