

BAJALENGUAS



DIMENSIONES:

| | |
|-------------|-------------|
| Largo (mm) | 150 +/- 2 |
| Ancho (mm) | 18 +/- 1 |
| Grosor (mm) | 1,6 +/- 0,1 |

DESCRIPCIÓN

El baja lenguas es un dispositivo desechable. Se utiliza para examinar la cavidad oral en búsqueda de enfermedades.

EMBALAJE

Bolsa por 20 unidades.

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Uso desechable, dispensar los elementos una vez usados sin manipulación de parte del profesional.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Humedad relativa máxima 70%. Temperatura máxima 30c°.

REGISTROS

No requiere registro sanitario.
Decreto 2092 de 1986 y 1545 de 1998.
Nuestra empresa dispone de certificado de capacidad de almacenamiento.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

5 años.

CERTIFICACIÓN NO. 2011008116.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



Distribuido por:

allers_{s.a.}

Representaciones - Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

allMed