



TUBO BD VACUTAINER® SUERO

Aditivo	Presentación/Volumen	Referencia	Tapón	Registro Invima
Sílice	13mm x 100mm. 6.0 ml	367815	Hemogard	2007RD-0000304
	13mm x 75 mm. 4.0 ml	367812	Hemogard	
	13 mm x 75 mm. 3.0 ml	366668	Convencional	

Características Generales



Tubos para extracción de sangre al vacío, estériles y de un solo uso.

Estos tubos en plástico cuentan con tapón Hemogard y convencional. Se recomiendan para pruebas de químicas y serológicas en las que se analiza el suero, tras la coagulación de la muestra.

El Tubo Rojo Seco al igual que el SST tiene partículas de sílice en la pared interior del tubo (propias de los vidrios añadidos al tubo de plástico) que activan el proceso de coagulación de la muestra por contacto de la sangre con la pared del tubo.

Becton Dickinson de Colombia Ltda.

Complejo Logístico Industrial de Siberia CLIS. Vereda Vuelta Grande a 150 mts Glorieta Vía Siberia – Cota.
Bodegas 56 y 57.
Cota, Cundinamarca- Colombia. Tel: 7566060