



ESPECULO VAGINAL 20.04

Evita contagio de gérmenes transmitidos por líquidos corporales de alto riesgo (sangre, secreciones cervicovaginales).

100% Higiénico.

Siempre listo para usarse.

Evita costosos procedimientos de esterilización, manipulación y conservación (necesarios en los espéculos metálicos).

Desechable (Verifique su posterior destrucción).

Libre de gérmenes patógenos para la cavidad vaginal.

La temperatura del espéculo es ambiental y no produce la molesta reacción del espéculo metálico.

Mecanismo de manejo con una sola mano, de fácil anclaje de apertura y liberación con una ligera presión del pulgar.

El examen del médico general, ginecólogo o la toma de citologías se hace con mayor comodidad, seguridad y rapidez, para médicos y pacientes.

Permite una visión completa de todas las paredes de la vagina, por ser sus valvas completamente transparentes.

Presentación en tres tamaños: S, M, L.

Con el espéculo vaginal desechable, usted previene el contagio con: VIH, virus de la hepatitis B, neisseria gonorrhoeae, chlamydia trachomatyis, treponema pallidum, herpes virus hominis, papiloma virus, trichomonas vaginalis.

