

**Descripción:** Las llaves de tres vías con una vía macho Luer-Lock y dos vías hembras Luer-Lock. Todos los racores Luer-Lock están provistos de protectores para evitar la falta de asepsia después de la apertura del blister.

**Presentación:**

- Blister pelable
- Unidades por caja: 50

**Utilización:** Las llaves de tres vías son accesorios del cateterismo arterial (medida de la presión arterial, extracción de sangre) y venoso (perfusiones simultáneas, medida de la presión venosa central, extracción de sangre, inyecciones medicamentos intermitentes).

**Esterilización:** Oxido de etileno (Caducidad en 5 años)

**Registro Sanitario:** V-004711

**Lugar de Fabricación:** Comunidad Europea (CE)

**Recomendaciones:**






VYCON COLOMBIA S.A.

LLAVE DE TRES VIAS VYCLICK  
REF: 70876-20

\* Almacenar lejos del calor, de la humedad y de la luz.

\* No usar si el empaque unitario (Blister) se encuentra abierto

**Convenciones:** PE (Polietileno), PC (Policarbonato), PVC (Policloruro de Vinilo)

<b>ELABORADO POR:</b> <b>CARGO:</b> Asistente de Ventas <b>NOMBRE:</b> Monica P. Carrillo V. <b>FIRMA:</b> 	<b>REVISADO POR:</b> <b>CARGO:</b> SubGerente <b>NOMBRE:</b> Jaime Adie G. <b>FIRMA:</b> 	<b>APROBADO POR:</b> <b>CARGO:</b> SubGerente <b>NOMBRE:</b> Jaime Adie G. <b>FIRMA:</b> 
--	--	--