



BATA PACIENTE MANGA JAPONESA T/L MT0A ITEM: 18187 CODIGO DE BARRAS 7707337222480

ILUSTRACIÓN:



CONCEPTO TECNICO

NOMBRE COMERCIAL	BATA MANGA JAPONESA T/L MT0A NO ESTERIL
COMPOSICION	Composición es en polipropileno tela no tejida 27-50 G/M2, polipropileno absorbente 50 -100 G/M2.
PRESENTACION	Bolsa polipropileno de 25*33 +7cm MOPP C1.2 por 5 unidades.
INDICADOR	N/A
TOLERANCIA EN MEDIDAS	Mas ó menos 3cm
EMBALAJE	Caja * 250 Unidades.
MARCA	ALLMED
FABRICANTE	COMERCIALIZADORA DMD
REGISTRO SANITARIO	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO	Clase I
METODO DE ESTERILIZACION	N/A
USO	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.
PRECAUCIONES	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El almacenamiento debe ser en un lugar seco ,fresco,libre de humedad y de gases cáusticos.
DISPOSICION FINAL	Cumplir con la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, además con la siguiente reglamentación:Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la prestación del servicio público de aseo.