

# Microporosa - Cinta Adhesiva

www.mppromedical.com



**Hipoalergénica - Color piel**  
**Máxima Adhesividad Celofán**

## FICHA TÉCNICA




## Descripción:

- Cinta Adhesiva Microporosa, con soporte de rayón no tejido revestido uniformemente de adhesivo hipoalergénico de alta adhesividad y duración.

## Aplicaciones:

- Primeros Auxilios. Sujeción de apósitos y vendajes.
- Para asegurar bolsas de ostomías y cambio repetido de apósitos en geriatría y pediatría.
- Uso estético, en el cubrimiento de cicatrices postoperatorias, manchas o marcas en la piel.



## Precauciones:

- La parte adhesiva debe ser usada sobre piel limpia, seca y sana.
- Debe colocarse de manera que permita a la piel continuar en su posición original sin que produzca estiramientos o tensión.
- Antes de aplicarla se debe cortar la cantidad necesaria a utilizar.
- No aplicar sobre quemaduras, heridas o piel infectada.

## Características, ventajas y beneficios:

- Adhesivo Hipoalergénico de excelente adhesividad, no deja residuos al ser retirado.
- Permite el intercambio entre el calor de la piel y el oxígeno exterior evitando la maceración dérmica.
- Material suave y adaptable a la piel.
- Alto desempeño en cualquier tipo de piel.

## Almacenamiento:

- Almacenar entre 5 y 30 grados centígrados.
- Proteger de la luz solar y humedad.
- Vencimiento: 3 años

## Presentación

1/2 Pulgada x 5 yardas - Caja x 12 Rollos  
1 Pulgada x 5 yardas - Caja x 6 Rollos  
2 Pulgadas x 5 yardas - Caja x 6 Rollos