

JERINGAS BD PLASTIPAK™

Descripción

La Jeringa BD PLASTIPAK™ es una Jeringa Estéril hipodérmica, desechable y biodegradable de tres partes con o sin aguja.

Indicación de Uso

La Jeringa BD PLASTIPAK™ está indicada para la aspiración o la inyección de fluidos inmediatamente después de su llenado o para aplicación de vacunas

Composición de Producto

La Jeringa BD PLASTIPAK™ está fabricada libre de látex, con Polipropileno, hule sintético, silicona grado médico, acero inoxidable con empaque de Polietileno.

Características

Aguja tribiselada con pulimento electrónico Precision Glide: Garantiza menor dolor, menor fuerza en la penetración y mejor proceso de cicatrización, paredes regulares,

Empate Luer Lok: Triple rosca para mejorar ajustes y evitar desconexiones.

Empate Luer Slip: Si se requiere aguja, permite que sea empujada sobre la punta

Barril de polipropileno transparente: permite una visualización clara de la medicación, barril impregnado de silicona grado médico <0.25 mg/cm² para un desplazamiento suave del émbolo.

Escala nítida: Escala volumétrica en mililitros, decilitros, nítida y visible, garantizando precisión en la dosificación.

Pivote concéntrico: Pivote concéntrico en 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml y 60ml.

Tapón de hule ultradelgado: El émbolo con tapón de hule permite un desplazamiento y medición exacta de la solución, generando una menor resistencia durante la administración.

Anillo de retención: Evita que el émbolo se separe del barril y el contenido se

Medidas de Seguridad

Mantener la integridad del empaque.
Usar una sola vez.

Condiciones de Almacenamiento

Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

JERINGAS CON AGUJA		
SKU	Descripción	Unidad De Empaque
308612	JERINGA BD PLASTIPAK 3ML Luer Lok™ 21GA 1-1/2IN MX BUN TW**	Caja por 150
990407	JERINGA BD PLASTIPAK 3ML Luer Lok™ 21 G 1/1/2 40X8 AL	Caja por 100
302541	JERINGA BD PLASTIPAK 3 ML Luer Lok™ 22GA 1-1/4IN MX BUN	Caja por 100
302542	JERINGA BD PLASTIPAK 3ML Luer Lok™ 23GA 1IN MX BUN	Caja por 100
990337	JERINGA BD PLASTIPAK 5ML Luer Slip™ 21GA 1/1/2 40X8 AL	Caja por 1
990409	JERINGA BD PLASTIPAK 10ML Luer Slip™ 21GA 1/1/2 40X8 AL	Caja por 1
303176	JERINGA BD PLASTIPAK 1ML 26G X 3/8	Caja por 120
** Aguja con pared Delgada		
JERINGAS SIN AGUJA		
SKU	Descripción	Unidad De Empaque
309628	JERINGA BD PLASTIPAK 1ML Luer Lok™ *	Caja por 100
990189	JERINGA BD PLASTIPAK 1M Luer Slip™ TUBERCULINA PDR1400	Caja por 1400
302545	JERINGA BD PLASTIPAK 3ML Luer Lok™ MX BUN	Caja por 800
990172	JERINGA BD PLASTIPAK Luer Lok™ 10ML 5/SU	Caja por 200
990175	JERINGA BD PLASTIPAK Luer Lok™ 5ML 5/SU	Caja por 400
990687	JERINGA BD PLASTIPAK 20ML Luer Lok™ 5/SU	Caja por 250
309620	JERINGA BD PLASTIPAK 50ML Luer Slip™ con CATÉTER TIP 20Z ***	Caja por 160
309653	JERINGA BD PLASTIPAK 60ML Luer Slip™ LIBRE DE LATEX***	Caja por 160

* Registro INVIMA 2014DM-0011440 Fecha Expiración 15/05/24
** Registro INVIMA 2015DM-0013183 Fecha Expiración 2/7/2025

Nombre Genérico

Jeringas Hipodérmicas BD Plastipak™ desechables con y sin aguja



Registro Invima

INVIMA 2015DM-0003325-R1
INVIMA 2014DM-0011440
INVIMA 2015DM-0013183

Fecha Vigencia Registro*

19 de Octubre de 2025

Fabricante

BECTON DICKINSON
INDUSTRIAS
CIRURGICAS LTDA - Brasil
BECTON DICKINSON
AND COMPANY- USA
BECTON DICKINSON DE
MEXICO S.A DE C.V. – México
BECTON DICKINSON S.A. - España

Importador

Becton Dickinson de Colombia
LTDA. Con Domicilio en
COTA/ Cundinamarca

Tipo de Dispositivo

INVASIVO

Clasificación Riesgo

IIA

Vida útil

5 años

Técnica de Esterilización

Óxido de Etileno



* Imágenes de referencia. Puede variar de acuerdo al país, consulte disponibilidad.

Responsable: Marketing MDS No. Revisión: 02 Ficha No. 0012