

Información Técnica

Paquete elaborado en tela no tejida, diseñado para disminuir riesgos de exposición por contacto con agentes químicos durante la elaboración de productos tóxicos.
Usos: Es un uniforme indispensable para la protección y cuidado del personal médico, enfermeras, cirujanos e instrumentadoras quirúrgicas, previniendo la contaminación en áreas hospitalarias como: sala de cirugía, sala de recuperación, UCI, central de mezclas y laboratorio.

Item	Componente	Cantidad
	Polaina resortada fusionada	1
	Bata con refuerzo en manga y pecho	1
	Gorro oruga azul	1
	Tapabocas de elástico azul	1
	Pantalón sms	1
	Indicador de esterilización	1




Ilustración de algunos items que se encuentran

Revisado por:

Autorizado por:

Calidad / Producción

Dirección técnica

Información Técnica

Nombre comercial	Kit desechable Allers estéril
Composición	Poliprolíneo tela no tejida SMS 35-45 gr y SS 15-30 gr
Presentación	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización de 25*35 cm por unidad
Embalaje	Caja por 40 unidades
Tolerancia en medidas	+/- 3 cms
Marca	ALLMED
Fabricante	Proclides S.A.S Soluciones Estériles
Registro sanitario	2015DM-0014150
Riesgo	Clase 1
Método de esterilización	Óxido de etileno
Uso	Un solo uso
Recomendaciones	Conservarse a una temperatura inferior a 30°C.
Precauciones	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado
Condiciones de almacenamiento	Lugar seco, fresco y libre de gases cáusticos, temperatura inferior a 30°C, humedad relativa entre 60% a 80%.
Vida útil	3 años
Disposición final	Separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como peligroso/infeccioso dependiendo de su uso. Cumplir con la política de gestión ambiental y gestión integral de residuos peligrosos vigente: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la prestación del servicio público de aseo.